

Produktas: ISP® Helix Test System
Gaminio kodas.: 3FSKS630802 – 3FSKS630808

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 1/2

Produkto pavadinimas:	Kodas:	Kiekis:	Dydis:	Medžiaga:
Helix Test System 3,5 min-134°C/15 min -121°C	3FSKS630802	100 juostelių	<i>Atitinka:</i> EN 867-5-4.5.7	<i>Vamzdelis:</i> Teflonas <i>Kapsulė:</i> Polipropilenas
Helix Test System 3,5 min-134°C/15 min -121°C	3FSKS630804	400 juostelių	<i>Indikatorius:</i> Ilgis: 73 mm Plotis: 5 mm	<i>Jungtys:</i> PP/teflonas <i>Tarpiklis:</i> silikoninė guma
Helix Test System 5,3 min-134°C/15 min - 121°C	3FSKS630806	400 juostelių	<i>Pakuotė:</i> Ilgis: 175 mm Plotis: 125 mm	<i>Juostelės:</i> 300 g/m ² kartonas be plaušo
Helix Test System 7 min-134°C/20 min - 121°C	3FSKS630808	100 juostelių	Aukštis: 10 mm	
Paskirtis:	ISP® Helix System skirtas tikrinti ar tinkamai sterilizuotas krovinyv ilgais siaurais kanalais			
Tinkamumo laikas:	3 metai			
Sterilus / Nesterilus:	Nesterilus			
Sterilizacijos metodas:	Garai			
Pakartotina sterilizacija:	Ne			
Lateksas nenaudotas:	Taip			
DEHP nenaudotas:	Taip			
Naudojamas vieną kartą:	Taip			
Vamzdelio sienelių storis:	0,5 ± 0,025 mm			
Vamzdelio vidinis diametras:	2,0 ± 0,1 mm			
Vamzdelio ilgis:	1500 ± 15 mm			
Kapsulės svoris:	10,0 ± 0,1 g			
Tuščios kapsulės tūris:	6 ± 1 % bendro tūrio minus kapsulės tūrį = vamzdelio tūris			
Konstrukcijos medžiaga:	PTFE			
CE klasė:	I			
Standartai:	ISO 11140-1 (Tipas-2), 867-5-4.5.7., EN13060:2004-A1-8.10, EN 285:2009+A2.			
Paveikslukas:				
Testo rezultatai:	Indikatorius turi pasikeisti iš šviesiai žydo į tamsiai pilką ar dar tamsesnį kai exponuojamas garais tinkamame cikle			
Produkto šeima:	Helix Test System yra kontrolės produktų šeimos dalis			
Susiję produktai:	3FSKS635801 DPCD-3 Professional			
Saugojimo sąlygos:	ISP® Helix System turi būti saugomas sausoje vėsioje vietoje apsaugotoje nuo tiesioginės saulės šviesos. Temperatūros ribos: 10°C – 30°C, santykinė drėgmė: 30 – 70 %			

Produktas: Helix Test System

Gaminio kodas.: 3FSKS630802 – 3FSKS630808

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS 2/2	
Data: 09-03-2016	Data: 09-03-2016
/parašas/	/parašas/
J. Oort Pardavimų direktorius	B. Randshuizen Kokybės vadovas
<p style="text-align: center;">Atsakomybės apribojimas:</p> <p>Šiame dokumente pateikta informacija yra tik orientacinio pobūdžio ir neturėtų būti suprantama kaip garantija. Bet kokia numanoma garantija aiškiai atmetama, įskaitant, bet neapsiribojant, tinkamumo prekiauti ir naudoti pagal paskirtį garantijas. Gaminio vartotojai yra atsakingi už tai, kad teisingai pasirinktų jų poreikius ir sąlygas atitinkantį gaminį, tinkantį galutiniam panaudojimui. Visi duomenys gali būti keičiami „Interster International“ nuožiūra. Kontaktinė informacija nurodyta www.interster.nl</p>	

Šiuo dokumentu pakeičiami visi ankstesni techninių duomenų lapai